



EINMAL

registrieren

DAUERHAFT

sicher sein.

Sparen Sie sich jetzt den „Papierkram“ und erhalten Sie Ihren individuellen QR-Code für Schnelltestungen bei uns.

So einfach geht's!

1. Registrieren

Durch das Scannen des nebenstehenden QR-Codes gelangen Sie auf die Webseite des Labors, mit dem wir zusammenarbeiten.

Geben Sie Ihre Daten zur Registrierung der Tests einmalig ein.

Keine Sorge, Ihre Daten sind sicher. Mehr dazu lesen Sie auf der Seite selbst.

2. QR-Code speichern

Sie erhalten umgehend Ihren individuellen QR-Code.

Speichern Sie diesen auf dem Handy oder drucken Sie ihn sich aus, denn er ist dauerhaft gültig.

Der QR-Code kann für alle Teststellen verwendet werden, die vom Labor Koblenz unterstützt werden.

3. Bei Teststelle einchecken

Lassen Sie Ihren persönlichen QR-Code von unserem Testpersonal einscannen.

4. Testen lassen

Unser geschultes Personal führt einen doppelten Nasenrachenabstrich durch.

5. Ergebnis per SMS und als PDF-Datei per E-Mail erhalten

Kontaktlos, umweltfreundlich, papierlos, schnell.

Das angegebene Geburtsdatum gilt als Passwort für das Ergebnis.

Selbstverständlich kann man sich auch weiterhin analog (Stift, Papier) testen lassen und auf sein Ergebnis in Papierform warten.

